



**GazeDriver - La commande oculaire simple et intuitive
pour les personnes à mobilité réduite**

Le GazeDriver a été conçu pour permettre l'autonomie et
l'autodétermination, indépendamment des défis
individuels à relever.

COMMANDE OCULAIRE INTUITIVE



LA COMMANDE OCULAIRE FACILE À INSTALLER

Tous les réglages et adaptations sont accessibles à l'aide du menu de commande du fauteuil roulant, ce qui offre une autonomie plus grande. De plus, le GazeDriver peut être personnalisé en fonction des besoins de l'utilisateur grâce au point d'accès Wi-Fi intégré. Grâce à un calibrage précis et à un fonctionnement nécessitant peu d'entretien, le GazeDriver est tout à fait prédestiné aux personnes souffrant de diverses maladies ou de graves problèmes de mobilité et permet une commande à la fois fiable et intuitive du fauteuil roulant.

PROFIL UTILISATEUR

- ✓ Infirmité motrice cérébrale
- ✓ SLA
- ✓ Maladies génétiques rares
- ✓ Attaque cérébrale
- ✓ Blessures de la moelle épinière
- ✓ Traumatisme crânio-cérébral
- ✓ Sclérose en plaques
- ✓ Dystrophie musculaire
- ✓ Paraplégie



AVANTAGES



SANS ÉCRAN

Un changement de paradigme dans la technologie de commande oculaire - fonctionne sans écran ni contact physique



UTILISATION À L'EXTÉRIEUR

Jour ou nuit, soleil ou pluie, vent ou neige - GazeDriver vous permet de rester mobile et peut être également utilisé avec des lunettes ou des lunettes de soleil.



ROBUSTESSE

Testé de manière approfondie et résistant à l'intérieur comme à l'extérieur*.



COMMANDE INTUITIVE

Facile à utiliser et à comprendre avec un accès au menu du fauteuil roulant.



CONDUITE FLUIDE

Conduite fluide, déplacement possible sans à-coups, même autour d'obstacles



ADAPTATION INDIVIDUELLE

Nombreuses possibilités de configuration pour les utilisateurs, commande oculaire possible avec un seul œil



INSTALLATION SIMPLE

Temps d'installation court nécessaire, alimentation par la batterie du fauteuil roulant, compatibilité avec R-Net et LiNX.



HAUTE SÉCURITÉ

Certifié en tant que dispositif médical et développé conformément aux normes de sécurité et de qualité essentielles, Testé selon ISO 7176-14 pour les commandes de fauteuil roulant et ISO 7176-21 pour les émissions et l'immunité, bouton d'arrêt d'urgence disponible.

* L'utilisation de la commande oculaire à l'extérieur n'est autorisée qu'en présence d'un accompagnateur.

